



Produktdatablad

Vinylhandskar

Vinylhandskar

Art-nr 4431 + 4424-4425 + 4430

Beskrivning

Undersökningshandske i vinyl
Puderfri
Osteril
Transparent
24 cm lång
Släta fingrar
Med rullkant
Mjukgörare: DINP
Livsmedelsgodkänd, dock inte för feta livsmedel



CE

CE-märkt enligt EU direktiv 93/42/EEC, klass I
AQL 1,5 enligt krav i den harmoniserande standarden EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 och 4
EN 374-1, 2
EN 374-3 (testmetoden som används för att testa den kemiska genomträngningstiden som är angivet i detta datablad)
EN 420
EN 388 (0,0,0,0)

Tjocklek

Handflata 0,16 mm (+/- 0,03)
Fingertopp 0,12 mm (+/- 0,03)
Handled 0,10 mm (+/- 0,03)

Vikt

Storlek medium 5,0 g (+/- 0,3)

Artikelnummer	Storlek	Handflatan mm (+/- 4)	Längd mm	St. pr. fp / fp pr. krt
4431	x-small	75	240	100/1000
4424	small	85	240	100/1000
4425	medium	95	240	100/1000
4426	large	105	240	100/1000
4430	x-large	115	240	100/1000



Fysiska egenskaper

Brottsstyrka
Före belastning 3,6 Newton
Efter belastning vid 70 grader i 166 timmar 3,6 Newton

Töjning
Före belastning min: 300 %
Efter belastning vid 70 grader i 166 timmar min: 350 %

Innehållsförteckning

	CAS
PVC	
DINP	28553-12-0
Viscosity reducer JNJ	64742-47-8
PU-coating	
Ca-Zn stabilizer	

Kemikaliegenomtränglighet

	Genomträngningstid	CAS	Klass
Sodium Hydroxide 6 %	<480 min	1310-73-2	6

Testmetod: EN 374-3

Förvaring

Förvaras i 10-30°C
Undvik värme, fukt, starkt solljus och ozon
Hållbarhet: 3 år från produktionsdagen

Abenas handskguide

Ditt behov:	Nitrilhandskar	Latexhandskar	Vinylhandskar
Vårduppgifter	½	½	-
Medicindosering	½	-	-
Kontakt med blod och kroppsvätskor	½	½	-
Cytostatika* ¹	½	-	-
Hormonkrämer	½	-	-
Krämer och tvålar* ²	½	-	-
Rengöring* ³	½	½	½
Livsmedelsgodkänd* ⁴	½	½	½

*¹ Speciella cytotatika som är testade finns med på databladet. *² Oljehaltiga krämer och tvålar. *³ Kortare rengöringsuppgifter utan starka kemikalier. *⁴ Vinylhandskar ska inte användas till feta livsmedel.